

Calibration Log

기기명 : A&D 전자혈압계

제조회사/모델명 : 한국 A&D / TM-2655P

입고일 : 2011년 3월 22일

점검업체 : A&D(02-571-6468/010-8860-7543)

점검일시	점검대상(No.)	적합여부			점검자 (서명)	센터 확인자	비고
		적합	부적합	미해당			
2013-03-05	71110404	○			김진현	김진현	
2014-03-04 2014-03-04	71110404	○			김진현	김진현	
2015-03-03	71110404	○			강영록	강영록	
2015-01-28	71110404	○			강영록	강영록	
2016-03-04	71110404	○			장기환	장기환	
2017-03-03	71110404	○			장기환	장기환	
2017-12-13	71110404	○			윤경배	윤경배	E21 반재 → ECEV (Pressure Sensor) 교체
2018-01-05	71110404	○			윤경배	윤경배	BP cutt 교체
2018-01-31	71110404	○			윤경배	윤경배	paper 롤러상에 붙음 → 프린터 내부 Cutter 부 부품 교체
2019-01-29	71110404	○			윤경배	윤경배	